


Anticuerpo Policlonal Anti-Tlr3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15455

Número de artículo: CM0017639



Introducción

TLR3 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconocer TLR3 de humano, ratón y rata, y es ideal para investigación de inmunidad innata y infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	TLR3 Rabbit pAb
Notas/Alias	CD283; IIAE2; IMD83; TLR3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7098
ID del Gen	7098
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-700 del TLR3 humano (NP_003256.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15455
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo