


Anticuerpo Policlonal Anti-Tlr4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000206

Número de artículo: CM0018147



Introducción

TLR4 Conejillo pAb es un anticuerpo policlonal de conejo contra TLR4 humano, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con TLR4 humano y de ratón; ideal para estudiar la inmunidad innata y las vías de señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TLR4 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7099
GeneID	7099
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-228 de TLR4 humano (NP_612564.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	000206
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo