


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tlr5 De Conejo Para Wb Y Elisa - O60602

Número de artículo: CM0008840



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra TLR5 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce la proteína TLR5 humana (~98 kDa). Adecuado para investigación de inmunidad innata y enfermedades inflamatorias. O60602.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-TLR5 de conejo
Notas / Alias	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Especie	Humano
ID del gen	7100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 258-404 del TLR5 humano (O60602)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60602
Peso de la proteína	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo