


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tlr5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60602

Número de artículo: CM0021751



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TLR5 dirigido contra el receptor tipo toll 5 humano (O60602). Validado para WB, IHC-P y ELISA, este anticuerpo ayuda en la investigación de la inmunidad innata y la respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TLR5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7100
GeneID	7100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 714-858 del TLR5 humano (NP_003259.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60602
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo