


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tlr6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2C9

Número de artículo: CM0025736



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TLR6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce TLR6 endógeno en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación de inmunidad innata e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TLR6 Rabbit pAb
Notas/Alias	CD286; TLR6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10333
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 697-796 del TLR6 humano (NP_006059.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y2C9
Peso de la proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo