


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Tlr7 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nyk1

Número de artículo: CM0013275



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra TLR7 humano (SWISS: Q9NYK1). Validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona con TLR7 humano, de ratón y de rata. El inmunógeno corresponde al dominio extracelular (aa 30-230). Ideal para investigación en inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TLR7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMD74; SLEB17; TLR7-like; TLR7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51284
GeneID	51284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-230 del TLR7 humano (NP_057646.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYK1
Peso de la Proteína	121kDa
Envío	Bolsa de hielo