

Anticuerpo Policlonal Anti-Tlr9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nr96

Número de artículo: CM0017129



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor 9 parecido al Toll humano (TLR9/CD289). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de conejo contra TLR9
Observaciones/Alias	CD289; TLR9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54106
GeneID	54106
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 414-543 del TLR9 humano (NP_059138.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR96
Peso Molecular	116kDa
Envío	Bolsa de hielo