

Anticuerpo Policlonal Anti-Tlx1 Para Wb, Elisa - P31314

Número de artículo: CM0016043

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TLX1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de desarrollo del bazo e investigación de leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TLX1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TCL3; HOX11; TLX1
Especie	Humano
ID del Gen	3195
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 del TLX1 humano (NP_001182446.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31314
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo