

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tm7Sf2 Para Wb, Elisa - 076062

Número de artículo: CM0022280

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TM7SF2 adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con TM7SF2 humano y de ratón, una reductasa de delta(14)-esteroles implicada en la biosíntesis de colesterol. Ideal para la investigación del metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TM7SF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ANG1; C14SR; NET47; DHCR14A; TM7SF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7108
GeneID	7108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-250 del TM7SF2 humano (NP_003264.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	076062
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo