

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8TDi8

Número de artículo: CM0027354



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TMC1, una subunidad del canal de mecanotransducción. Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del sistema auditivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DFNB7; DFNA36; DFNB11; TMC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	117531
GeneID	117531
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 del TMC1 humano (NP_619636.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDI8
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo