

Anticuerpo Policlonal Anti-Tmed3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3Q3

Número de artículo: CM0024658

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TMED3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de tráfico vesicular, dinámica del aparato de Golgi y función de la vía secretora temprana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMED3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	p26; P24B; p24g4; C15orf22; p24gamma4; TMED3
Especie	Humano
GeneID	23423
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-180 del TMED3 humano (NP_031390.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3Q3
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo