

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Tmeff2 Para Wb, Elisa - Q9Uik5

Número de artículo: CM0012127

### Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo anti-TMEFF2 de alta especificidad validado para WB y ELISA. Reacciona con TMEFF2 (tomoregulina-2) humano y de rata. Ideal para aplicaciones en neurociencia e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TMEFF2 Conejo mAb                                                             |
| Observaciones/Alias | TR; HPP1; TPEF; TR-2; TENB2; CT120.2; TMEFF2                                  |
| Especie             | Humano                                                                        |
| ID de Gen (Humano)  | 23671                                                                         |
| ID de Gen           | 23671                                                                         |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a los aa 275-374 del TMEFF2 humano (Q9UIK5) |
| Fuente              | Conejo                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                      |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                  |
| SWISS               | Q9UIK5                                                                        |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                |