

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmem100 Para Wb Y Elisa - Q9Nv29

Número de artículo: CM0020424

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TMEM100 humano, adecuado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón. Validado para uso en investigación en estudios de biología vascular y señalización del dolor. Proteína transmembrana de 14 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TMEM100 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TMEM100
Especie	Humano
GeneID (humano)	55273
GeneID	55273
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 50 y el extremo C-terminal de TMEM100 humano (NP_001093110.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9NV29
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo