

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tmem119 Para Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - Q4V9L6

Número de artículo: CM0006833

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TMEM119 humano (OBIF), validado para WB, IF-P, IHC-P, mIHC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de formación ósea, microglía y espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMEM119 Ac. m. Conejo
Observaciones/Alias	OBIF
Especie	Humano
GeneID (humano)	338773
GeneID	338773
Inmunógeno	Proteína recombinante de TMEM119 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q4V9L6
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo