

Anticuerpo Policlonal Anti-Tmem119 Para Wb, Elisa - Q4V9L6

Número de artículo: CM0022928

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMEM119 humano (OBIF), adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. TMEM119 funciona en la diferenciación de osteoblastos, mineralización ósea y es un marcador de microglía. Peso molecular predicho ~29 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMEM119 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OBIF; TMEM119
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	338773
ID de Gen	338773
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-270 del TMEM119 humano (NP_859075.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q4V9L6
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo