

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmem132D Para Wb, Elisa - Q14C87

Número de artículo: CM0015866

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMEM132D validado para WB y ELISA. Reacciona con TMEM132D humano, de ratón y de rata, un regulador de la morfología neuronal. Ideal para la investigación en neurociencia y el desarrollo de ensayos de DIV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TMEM132D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TMEM132D; MOLT; PPP1R153
Especie	Humano
GeneID	121256
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 730-915 de TMEM132D humano (NP_597705.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14C87
Peso molecular	122 kDa
Envío	Bolsa de hielo