


Anticuerpo Policlonal Anti-Tmem147 Para Wb, Elisa - Q9Bvk8

Número de artículo: CM0019082



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TMEM147 humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para el estudio de la función del complejo de translocón de múltiples pasos y la inserción de proteínas de membrana en el retículo endoplásmico. Presenta reactividad cruzada con humanos y ratones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMEM147 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NEDFLPH; NIFIE14; TMEM147
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10430
ID del Gen	10430
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TMEM147 humano (NP_116024.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BVK8
Peso Molecular	25kDa
Envío	Bolsa de hielo