

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmem176B Para Wb, Elisa - Q3Ybm2

Número de artículo: CM0018922

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMEM176B humano (LR8, MS4B2). Validado para WB y ELISA; reacciona con humano y ratón. Adecuado para la investigación de maduración de células dendríticas y desarrollo de células granulares del cerebelo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMEM176B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LR8; MS4B2; TMEM176B
Especie	Humano
ID de Gen	28959
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 148-208 del TMEM176B humano (NP_054739.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q3YBM2
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo