

Anticuerpo Policlonal Anti-Tmem18 Para Wb, Elisa - Q96B42

Número de artículo: CM0023418

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TMEM18 validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Adecuado para el estudio de la represión de la transcripción, la migración celular y las funciones de unión al ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMEM18 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IncND; TMEM18
Especie	Humano
GeneID (humano)	129787
GeneID	129787
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-100 del TMEM18 humano (NP_690047.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96B42
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo