

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmem2 Para Wb Y Elisa - Q9Uhn6

Número de artículo: CM0020491



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TMEM2 humano (CEMIP2), una hialuronidasa de la superficie celular. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Compatible con estudios sobre el metabolismo del hialuronano y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TMEM2 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	TMEM2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	23670
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1150-1250 de TMEM2 humano (NP_037522.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9UHN6
Peso de la proteína	154 kDa
Envío	Bolsa de hielo