

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmem25 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Yd3

Número de artículo: CM0016056

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TMEM25 humano. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta TMEM25 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios sobre excitabilidad neuronal y degradación del receptor NMDA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-TMEM25
Observaciones/Alias	TMEM25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84866
GeneID	84866
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 223-322 de TMEM25 humano (NP_001137506.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86YD3
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo