

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tmem43 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Btv4

Número de artículo: CM0003887

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TMEM43 (LUMA), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de envoltura nuclear, inmunidad innata y audición.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TMEM43 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	79188
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-135 de la TMEM43 humana (NP_077310.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BTV4
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo