

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmem61 Para Wb Y Elisa - Q8N0U2

Número de artículo: CM0021325

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TMEM61 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta una proteína transmembrana de 22 kDa, ideal para la investigación de proteínas de membrana y el desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	TMEM61 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TMEM61
Especie	Humano
GeneID (Humano)	199964
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 91-210 del TMEM61 humano (NP_872338.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N0U2
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo