

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmf1 Para Wb, Elisa - P82094

Número de artículo: CM0024436

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TMF1 humano (ARA160). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Ideal para investigación en regulación transcripcional y transporte retrógrado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TMF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TMF; ARA160; TMF1
Especie	Humano
GeneID	7110
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-1000 de TMF1 humano (NP_009045.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P82094
Peso de la proteína	123 kDa
Envío	Bolsa de hielo