

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmlhe Para If/Icc Y Elisa - Q9Nvh6

Número de artículo: CM0025352

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la TMLHE humana, una enzima mitocondrial en la biosíntesis de carnitina. Validado para IF/ICC y ELISA. Se dirige a la trimetilisina dioxigenasa; relevante para la investigación sobre metabolismo y autismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMLHE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TMLD; TMLH; BBOX2; AUTSX6; TMLHED; XAP130; TMLHE
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55217
ID de Gen	55217
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 167-376 de la TMLHE humana (NP_001171726.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NVH6
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo