

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmod4 Para Wb, Elisa - Q9Nzq9

Número de artículo: CM0027544

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a TMOD4 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. TMOD4 es una tropomodulina del músculo esquelético que taponan los filamentos de actina, regulando la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMOD4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SK-TMOD; TMOD4
Especie	Humano
GeneID (humano)	29765
GeneID	29765
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-345 del TMOD4 humano (NP_037485.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NZQ9
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo