


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmpo - P42166 / P42167

Número de artículo: CM0020610



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TMPO humano (LAP2). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta múltiples isoformas (38-75 kDa). Ideal para estudios de arquitectura nuclear e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-TMPO
Observaciones/Alias	TP; LAP2; CMD1T; LEMD4; PRO0868; TMPO
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7112
ID del Gen	7112
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-410 de TMPO humano (NP_001027454.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42166/P42167
Peso Molecular de la Proteína	38kDa/50kDa/75kDa
Envío	Bolsa de hielo