

Anticuerpo Policlonal Anti-Tmprss11A Para Wb Y Elisa - Q6Zmr5

Número de artículo: CM0025350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMPRSS11A, una proteasa de serina implicada en la senescencia celular. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMPRSS11A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HESP; ECRG1; HATL1; TMPRSS11A
Especie	Humano
ID de Gen	339967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-421 de TMPRSS11A humana (NP_872412.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6ZMR5
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo