

Anticuerpo Policlonal Anti-Tmprss11A Para Wb, Elisa - Q6Zmr5

Número de artículo: CM0013843



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMPRSS11A humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humana, ratón y rata. Útil para investigación sobre senescencia y cáncer de esófago. Peso molecular predicho: 47 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TMPRSS11A Rabbit pAb
Notas/Alias	HESP, ECRG1, HATL1, TMPRSS11A
Especie	Humana
GeneID (Humana)	339967
GeneID	339967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-421 de TMPRSS11A humana (NP_872412.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q6ZMR5
Peso molecular de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo