

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tmprss2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15393

Número de artículo: CM0008949



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra TMPRSS2 (PRSS10) humano para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Favorece la investigación sobre las interacciones entre huésped y virus, el cáncer y la biología de las proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra TMPRSS2
Observaciones/Alias	PRSS10; TMPRSS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	7113
GeneID	7113
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TMPRSS2 humano (O15393).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O15393
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo