

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmprss6 Para Wb, If-P, Elisa - Q8lu80

Número de artículo: CM0013743



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TMPRSS6 validado para WB, IF-P, ELISA en humanos, ratones y ratas. Dirigido contra la matriptasa-2 para la investigación de la homeostasis del hierro. Inmunógeno de proteína recombinante, 90 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TMPRSS6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MT2; IRIDA; TMPRSS6
Especie	Humano
GeneID (humano)	164656
GeneID	164656
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-220 de TMPRSS6 humano, NP_705837.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8IU80
Peso de la proteína	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo