

Anticuerpo Policlonal Anti-Tmtc3 Para Wb Y Elisa - Q6Zxv5

Número de artículo: CM0017781

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMTC3 humano (O-manosil-transferasa), adecuado para WB y ELISA. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 615-914. Útil para investigar la respuesta al estrés del RE y la O-manosilación de caderinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMTC3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LIS8; SMILE; TMTC3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	160418
GeneID	160418
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 615-914 de TMTC3 humano (NP_861448.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZXV5
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo