


Anticuerpo Policlonal Anti-Tmx1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3N1

Número de artículo: CM0018428



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-TMX1 validado para Western blot (WB), IHC-P y ELISA. Detecta la proteína TMX1 (32kDa) humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación en biología redox y estrés del retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMX1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Especie	Humano
GeneID	81542
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-280 del TMX1 humano (NP_110382.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H3N1
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo