


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmx1 Para Wb, Elisa - Q9H3N1

Número de artículo: CM0019614



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TMX1 humano, una proteína transmembrana relacionada con la tiorredoxina implicada en la actividad de la proteína disulfuro isomerasa, el estrés del RE y el metabolismo de los triglicéridos. Validado para Western blot (WB) y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TMX1 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Especie	Humana
GeneID (humano)	81542
GeneID	81542
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-280 de TMX1 humano (NP_110382.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9H3N1
Peso molecular	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo