


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnf-A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01375

Número de artículo: CM0016171



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el TNF- α humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con especies humana, de ratón y de rata. Es útil para el estudio de la inflamación, la apoptosis y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNF- α pAb de conejo
Observaciones/alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa; TNF- α
Especie	Humana
GeneID (humano)	7124
GeneID	7124
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P01375
Peso molecular de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo