


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnf-A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01375

Número de artículo: CM0017885



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el TNF- α humano para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta el TNF- α humano y de ratón. Adecuado para investigación en inflamación, apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo TNF- α
Observaciones/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa; TNF- α
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7124
GeneID	7124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 134-233 del TNF- α humano (NP_000585.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01375
Peso proteico	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo