

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Tnf-Alfa Para Wb, If/Icc, Elisa - P06804

Número de artículo: CM0004854

### Introducción

El mAb de conejo anti-TNF-alfa de CamelBio (reactivo con ratón) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Se dirige a la citocina TNF-alfa de 26 kDa implicada en la inflamación, la apoptosis y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-TNF-alfa                                                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alfa                                                                                                       |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                               |
| ID de gen (Humano)  | 7124                                                                                                                                                                |
| ID de gen           | 21926                                                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-235 del TNF- $\alpha$ de ratón (NP_038721.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                                               |
| SWISS               | P06804                                                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 26 kDa                                                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                      |