

Anticuerpo Policlonal Anti-Tnf Rii/Tnfrsf1B/Cd120B Para Wb, Elisa - P25119

Número de artículo: CM0023952

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNF RII/TNFRSF1B/CD120b de ratón (TNFRSF1B), validado para WB y ELISA. Reconoce dianas humanas y de ratón. Ideal para estudiar la señalización del TNF y la investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo TNF RII/TNFRSF1B/CD120b
Observaciones/Alias	p75; TNFBR; Tnfr2; CD120b; TNF-R2; TNFR80; TNFRII; Tnfr-1; TNF-R75; TNF-R-II; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNF RII/TNFRSF1B/CD120b
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	7133
ID del Gen	21938
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 23-258 del TNF RII/TNFRSF1B/CD120b de ratón (NP_035740.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P25119
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo