

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfα Para Wb Y Elisa - P16599

Número de artículo: CM0023636

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TNFα de rata, validado para Western blot y ELISA. Detecta TNF-alfa en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre inflamación, inmunología y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFα Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Tnfα; RATTNF; TNF-alfa; TNFα
Especie	Rata
GeneID (humano)	7124
GeneID	24835
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-235 del TNFα de rata (NP_036807.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P16599
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo