

Anticuerpo Policlonal Anti-Tnfaip1 Para Wb Y Elisa - Q13829

Número de artículo: CM0024667

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNFAIP1 humano (ID de gen 7126), una proteína adaptadora BTB/POZ implicada en la ubiquitinación de RhoA. Adecuado para Western blot (banda predicha de 36 kDa) y ELISA, facilitando estudios de regulación del citoesqueleto y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFAIP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	B12; B61; EDP1; BTBD34; hBACURD2; TNFAIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7126
GeneID	7126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-160 de TNFAIP1 humano (NP_066960.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13829
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo