

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tnfaip3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Número de artículo: CM0002399



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TNFAIP3 validado para Western blot, IHC en parafina y ELISA. Detecta TNFAIP3/A20 humano, una enzima de edición de ubiquitina crítica en la señalización NF-κB y las respuestas inflamatorias. Ideal para investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFAIP3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7128
ID de Gen	7128
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 del TNFAIP3 humano (P21580).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21580
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo