

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfaip3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Número de artículo: CM0024052



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TNFAIP3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y rata. El inmunógeno corresponde a los a.a. 600-738 de TNFAIP3 humano. Se dirige a la enzima de edición de ubiquitina A20, implicada en la señalización NF-kB y la inflamación. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFAIP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	7128
GeneID	7128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-738 de TNFAIP3 humano (NP_006281.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P21580
Peso Proteico	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo