


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfaip6 Para Wb, Elisa - P98066

Número de artículo: CM0024908



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNFAIP6 humano (TSG-6). Adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de matriz extracelular, inflamación y remodelación ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFAIP6 Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TSG6; TSG-6; TNFAIP6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7130
GeneID	7130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-277 de TNFAIP6 humano (NP_009046.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98066
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo