


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfaip8L2 (Tipe2) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q6P589

Número de artículo: CM0017960



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-TNFAIP8L2 (TIPE2) para humano, ratón, rata WB, IF/ICC, IP, ELISA. TNFAIP8L2 regula negativamente la inmunidad innata/adaptativa; inhibe la activación de células T mediada por TCR y la formación de autolisosomas. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFAIP8L2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TIPE2; TNFAIP8L2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79626
GeneID	79626
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-184 de TNFAIP8L2 humano (NP_078851.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P589
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo