


Anticuerpo Policlonal Anti-Tnfr1/Tnfrsf1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19438

Número de artículo: CM0013310



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TNFR1/TNFRSF1A para Western blot, IHC, IF/ICC y ELISA. Detecta TNFR1 humano, de ratón y de rata. Herramienta esencial para estudios de señalización del receptor de TNF y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFR1/TNFRSF1A Conejo pAb
Observaciones/Alias	PPF; p55; p60; TBP1; TNF-R; TNFAR; TNFR1; p55-R; CD120a; TNFR55; TNFR60; TNF-R-I; TNF-R55; TNFR1/TNFRSF1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7132
GeneID	7132
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 345-455 del TNFR1/TNFRSF1A humano (NP_001056.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19438
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo