


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Para Wb, Elisa - P20333

Número de artículo: CM0002800



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra TNFR2/TNFRSF1B humano (P20333), apto para WB y ELISA. Peso molecular predicho de 48 kDa. Para investigación sobre la señalización de TNF y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNFR2/TNFRSF1B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7133
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 362 y 461 de la proteína TNFR2/TNFRSF1B humana (P20333)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20333
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo