


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Para Wb, Elisa - P20333

Número de artículo: CM0014301



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad contra TNFR2/TNFRSF1B validado para WB y ELISA, reactivo con humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigación en apoptosis y señalización metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNFR2/TNFRSF1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7133
ID del gen	7133
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 295-377 de la TNFR2/TNFRSF1B humana (NP_001057.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20333
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo