


Anticuerpo Policlonal Anti-Tnfrsf10A Para Wb, Elisa - 000220

Número de artículo: CM0029628



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNFRSF10A humano (DR4/TRAIL-R1).
 Inmunógeno recombinante (aa 269-468).
 Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA.
 Para investigación sobre apoptosis y señalización por receptores de muerte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	TNFRSF10A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DR4, APO2, CD261, TRAILR1, TRAILR-1, TNFRSF10A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8797
GeneID	8797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-468 de TNFRSF10A humano (NP_003835.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O00220
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo