


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfrsf10A Para Wb, If/Icc Y Elisa - O00220

Número de artículo: CM0016096



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TNFRSF10A humano (Receptor de Muerte 4/TRAIL-R1). Confirmado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una banda aproximadamente a 50 kDa (las formas glicosiladas pueden aparecer de mayor tamaño). Ideal para investigar vías de apoptosis extrínseca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo TNFRSF10A
Observaciones/Alias	DR4; APO2; CD261; TRAILR1; TRAILR-1; TNFRSF10A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8797
ID de Gen	8797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-468 de TNFRSF10A humano (NP_003835.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00220
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo