

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfrsf10C Para Wb, Elisa - O14798

Número de artículo: CM0016059

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TNFRSF10C humano (DcR1/TRAIL-R3). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Explora la función del receptor señuelo en la apoptosis inducida por TRAIL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFRSF10C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LIT, DCR1, TRID, CD263, TRAILR3, TRAIL-R3, DCR1-TNFR, TNFRSF10C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8794
GeneID	8794
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-238 del TNFRSF10C humano (NP_003832.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Envío	B>Bolsa de hielo